

50 years of bredent

Offerte

50 anni di bredent,
anche grazie a voi!

50

offerte valide fino al 30 giugno 2024

Immagine: Odt. Andrea Foschi, Ravenna, Italia

1 x breCAM HIPC + 2 x visio.lign color + 1 x visio.

breCAM.HIPC

Il blank in composito già conosciuto e utilizzato da anni per le sue eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione e resistenza al chipping nei lavori su impianti. Oggi in una nuova formulazione con speciali pigmenti colorati che rendono il materiale



altamente traslucente. La traslucenza dona effetti cromatici simili ai prodotti multistrato e grazie all'abbinamento di visio.lign color si ottengono manufatti definitivi in brevissimo tempo con effetti estetici pari a una stratificazione.

10 Offerta
%
di sconto

acquistando 1 pezzo

20 Offerta
%
di sconto

acquistando 2 pezzi

W

ZZ

Colori	16 mm	20 mm	20 mm
	REF	REF	REF
bleach	54003418	54003398	54003438
A1	54003419	54003399	54003439
A2	54003420	54003400	54003440
A3	54003421	54003401	54003441
A3,5	54003422	54003402	54003442
A4	54003423	54003403	54003443
B2	54003424	54003404	54003444
B3	54003425	54003405	54003445
C2	54003426	54003406	54003446
C3	54003427	54003407	54003447
D2	54003428	54003408	54003448
D3	54003429	54003409	54003449
trasparente	54003430	54003410	54003450
Prezzo di listino	206,00 €	223,00 €	211,00 €
-10% di sconto acquistando 1 pezzo	180,00 €	201,00 €	190,00 €
-20% di sconto acquistando 2 pezzi	160,00 €	178,50 €	169,00 €

lign shield

20 Offerta 1
%
di sconto



visio.lign color & shield

visio.lign color Starter Kit

8 pezzi

- 1 x visio.lign shield LV 5 ml
- 1 x visio.lign shield HV 5 ml
- 6 x visio.lign color (colori a scelta)

REF VLCOLSKITI

visio.lign color Accessori

14 pezzi

- 1 x crea.lign surface cleaner
- 1 x blocco da impasto nero
- 10 x pennelli monouso
- 1 x porta-pennello
- 1 x valigia in alluminio

REF VLCOLK-I

Offerta Starter Kit

409,00
~~495,00~~

EURO

visio.lign color



Body A
... BODYA

Body B
... BODYB

Body C
... BODYC

Body D
... BODYD

White
... WHITE

Orange
... ORANGE

Black
... BLACK

Rose
... ROSE

Grey-Blue
... GREYBL

Blue
... BLUE

Yellow
... YELLOW

Brown
... BROWN

Olive
... OLIVE

Crema
... CREME

GUM Pink
... GPINK

GUM Red
... GRED

GUM light
... GLIGHT

59,90 €

visio.lign shield



LV - bassa
viscosità (fluido)

REF VLSHIELDLV5

59,90 €




HV - alta
viscosità

REF VLSHIELDHV5

59,90 €

visio.lign color sono supercolori fotopolimerizzabili in composito che possono essere utilizzati come internal stain o external stain, con i quali è possibile ottenere facilmente tutti i colori della scala Vita Classical. Con i quattro colori base visio.lign color Body A-D è possibile adattare in modo individuale l'effetto cromatico di un

rivestimento estetico. Inoltre sono disponibili masse visio.lign color per la caratterizzazione delle superfici. I supercolori visio.lign color essendo materiali compositi fotopolimerizzabili sono dotati di stabilità cromatica e sono resistenti alla decolorazione, alla placca e all'abrasione. La soluzione ottimale per lavori definitivi.



bre.Lux PowerUnit 2



bre.Lux PowerUnit 2

Ampio spettro di luce grazie a 72 luci LED ottimamente distribuite all'interno del vano di fotopolimerizzazione. Gli effetti della tecnologia a luce LED garantiscono una perfetta polimerizzazione del materiale, senza alcun surriscaldamento. Grazie a questa tecnologia, aumentano notevolmente le caratteristiche meccaniche, la compattezza di superficie e la lucidabilità del materiale fotopolimerizzato.

Apparecchio fisso bre.Lux PowerUnit 2
(con incluso piatto rotante, vassoio trasparente e 30 perni)

REF 14001000

2.840,00 €



+ bre.Lux LightPen

Offerta bre.Lux, set completo

2.890,00

~~3.239,00~~

EURO

bre.Lux Set completo REF 14001015



NOVITÀ

bre.Lux LightPen

Per una perfetta pre-polimerizzazione nasce la nuova lampada manuale bre.Lux LightPen.


Lampada manuale bre.Lux LightPen
(con incluso schermo protettivo arancione, adattatore, base di ricarica)

REF 14002024

268,00 €

~~399,00 €~~





BioHPP

FISIOLOGICO

Con breCAM.BioHPP Vi troverete proiettati nell'era della bionica. Le proprietà fisiologiche di questo materiale per manufatti possono essere superate solo dalla natura stessa. Tanto elastico quanto leggero e con la stessa conducibilità termica del tessuto osseo, BioHPP fa dimenticare ai pazienti di essere portatori di protesi.



Dal PEEK al BioHPP

BioHPP è un polimero ad elevate prestazioni parzialmente cristallino e resistente alle alte temperature a base di PEEK (polietereterchetone), che è stato rinforzato con nanoparticelle ceramiche inorganiche, che hanno un diametro di $< 0,5 \mu\text{m}$. In tal modo è stata mantenuta l'elasticità fisiologica e grazie all'aggiunta delle nanoparticelle ceramiche offre una perfetta rigidità per l'applicazione nel cavo orale ed eccezionali proprietà di lucidatura.

Solamente il materiale BioHPP raggiunge un perfetto equilibrio tra:

- elasticità e rigidità
- peso e resistenza alla rottura
- fisiologia e resistenza alla placca



Immagine: M. Odt. Antonio Lazetera, Savona, Italia



NOVITÀ

breCAM.BioHPP gingiva shade

Le straordinarie caratteristiche meccaniche e biologiche del peek rinforzato BioHPP sono oggi disponibili anche in versione blank da fresaggio, in colore rosa. Il blank sarà disponibile in formato standard nelle altezze da 12 / 16 / 20 / 24 mm e in formato ZZ nell'altezza da 20 mm.

Grazie al suo colore si maschera molto bene sotto qualsiasi resina per basi protesiche e quindi è particolarmente indicato per la realizzazione di:

- **strutture secondarie**
- **rinforzi scheletrici di protesi rimovibili**
- **abutment individuali**
- **protesi toronto bridge**

	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Colori	REF	REF	REF	REF
white-shade	54002029	54002030	54002031	54002032
dentin-shade 2	54002069	54002070	54002071	54002072
gingiva-shade	54002159	54002160	54002161	54002162
Prezzo di listino	337,00 €	395,00 €	418,00 €	440,00 €
-25 % di sconto	253,00 €	296,00 €	313,50 €	330,00 €
white-shade	-	-	54002091	-
dentin-shade 2	-	-	54002101	-
gingiva-shade	-	-	54002171	-
Prezzo di listino			379,00 €	
-25 % di sconto			284,00 €	



LUXOR Z

Multishade



Hai mai provato la zirconia di 5° generazione?

Con l'utilizzo di Luxor Z Multishade sarai proiettato in una nuova generazione di materiali, dove estetica e resistenza permettono di ottenere risultati eccellenti senza limitazione di utilizzo. Da abutment a strutture su impianti "full arch" le miscele di polveri di estrema purezza e qualità di questa zirconia offrono dischi progressivi multilayer con una traslucenza da 46 % cervicale a 52 % incisale, da 1000 Mpa cervicale a 600 Mpa incisale, con una precisione cromatica su scala Vita ineguagliabile.

3 x Luxor Z Multishade + 1 conf. da 2 frese Diagen

Luxor Z Multishade

Colori	98,4 x 14 mm	98,4 x 16 mm	98,4 x 18 mm	98,4 x 20 mm	98,4 x 22 mm	98,4 x 25 mm	98,4 x 30 mm
	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF
Bleach	70-ZMBL314	70-ZMBL316	70-ZMBL318	70-ZMBL320	70-ZMBL322	70-ZMBL325	70-ZMBL330
A1	70-ZMA114	70-ZMA116	70-ZMA118	70-ZMA120	70-ZMA122	70-ZMA125	70-ZMA130
A2	70-ZMA214	70-ZMA216	70-ZMA218	70-ZMA220	70-ZMA222	70-ZMA225	70-ZMA230
A3	70-ZMA314	70-ZMA316	70-ZMA318	70-ZMA320	70-ZMA322	70-ZMA325	70-ZMA330
A3.5	70-ZMA714	70-ZMA716	70-ZMA718	70-ZMA720	70-ZMA722	70-ZMA725	70-ZMA730
A4	70-ZMA414	70-ZMA416	70-ZMA418	70-ZMA420	70-ZMA422	70-ZMA425	70-ZMA430
B1	70-ZMB114	70-ZMB116	70-ZMB118	70-ZMB120	70-ZMB122	70-ZMB125	70-ZMB130
B2	70-ZMB214	70-ZMB216	70-ZMB218	70-ZMB220	70-ZMB222	70-ZMB225	70-ZMB230
B3	70-ZMB314	70-ZMB316	70-ZMB318	70-ZMB320	70-ZMB322	70-ZMB325	70-ZMB330
B4	70-ZMB414	70-ZMB416	70-ZMB418	70-ZMB420	70-ZMB422	70-ZMB425	70-ZMB430
C1	70-ZMC114	70-ZMC116	70-ZMC118	70-ZMC120	70-ZMC122	70-ZMC125	70-ZMC130
C2	70-ZMC214	70-ZMC216	70-ZMC218	70-ZMC220	70-ZMC222	70-ZMC225	70-ZMC230
C3	70-ZMC314	70-ZMC316	70-ZMC318	70-ZMC320	70-ZMC322	70-ZMC325	70-ZMC330
C4	70-ZMC414	70-ZMC416	70-ZMC418	70-ZMC420	70-ZMC422	70-ZMC425	70-ZMC430
D2	70-ZMD214	70-ZMD216	70-ZMD218	70-ZMD220	70-ZMD222	70-ZMD225	70-ZMD230
D3	70-ZMD314	70-ZMD316	70-ZMD318	70-ZMD320	70-ZMD322	70-ZMD325	70-ZMD330
D4	70-ZMD414	70-ZMD416	70-ZMD418	70-ZMD420	70-ZMD422	70-ZMD425	70-ZMD430
	179,00 €	199,00 €	219,00 €	239,00 €	259,00 €	279,00 €	309,00 €



in omaggio

Offerta 1
Luxor Z Multishade

Diagen-Turbo-Grinder dtg

Rappresentazione schematica

Elevata concentrazione di diamanti



Mescola di diagen

Il sistema di frese diamantate con proprietà di taglio fuori dal comune grazie alla speciale mescola diagen e diamanti. Massima resa ed abrasività su superfici metalliche e ceramiche con minima pressione esercitata. L'elevatissima durata ed efficacia in confronto alle mescole tradizionali, ne permettono l'utilizzo per un ampio spettro di applicazioni.


Cono
Ø 3,5 x 11 mm

* 2 pezzi per conf.

REF 34000150

60,50€

*Fresa diamantata
sinterizzata a legante
ceramico*



LUXOR Z

Multishade



Hai mai provato la zirconia di 5° generazione?

Con l'utilizzo di Luxor Z Multishade sarai proiettato in una nuova generazione di materiali, dove estetica e resistenza permettono di ottenere risultati eccellenti senza limitazione di utilizzo. Da abutment a strutture su impianti "full arch" le miscele di polveri di estrema purezza e qualità di questa zirconia offrono dischi progressivi multilayer con una traslucenza da 46 % cervicale a 52 % incisale, da 1000 Mpa cervicale a 600 Mpa incisale, con una precisione cromatica su scala Vita ineguagliabile.

5 x Luxor Z Multishade + 1 Adesivo DTK, a scelta

Luxor Z Multishade

Colori	98,4 x 14 mm	98,4 x 16 mm	98,4 x 18 mm	98,4 x 20 mm	98,4 x 22 mm	98,4 x 25 mm	98,4 x 30 mm
	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF
Bleach	70-ZMBL314	70-ZMBL316	70-ZMBL318	70-ZMBL320	70-ZMBL322	70-ZMBL325	70-ZMBL330
A1	70-ZMA114	70-ZMA116	70-ZMA118	70-ZMA120	70-ZMA122	70-ZMA125	70-ZMA130
A2	70-ZMA214	70-ZMA216	70-ZMA218	70-ZMA220	70-ZMA222	70-ZMA225	70-ZMA230
A3	70-ZMA314	70-ZMA316	70-ZMA318	70-ZMA320	70-ZMA322	70-ZMA325	70-ZMA330
A3.5	70-ZMA714	70-ZMA716	70-ZMA718	70-ZMA720	70-ZMA722	70-ZMA725	70-ZMA730
A4	70-ZMA414	70-ZMA416	70-ZMA418	70-ZMA420	70-ZMA422	70-ZMA425	70-ZMA430
B1	70-ZMB114	70-ZMB116	70-ZMB118	70-ZMB120	70-ZMB122	70-ZMB125	70-ZMB130
B2	70-ZMB214	70-ZMB216	70-ZMB218	70-ZMB220	70-ZMB222	70-ZMB225	70-ZMB230
B3	70-ZMB314	70-ZMB316	70-ZMB318	70-ZMB320	70-ZMB322	70-ZMB325	70-ZMB330
B4	70-ZMB414	70-ZMB416	70-ZMB418	70-ZMB420	70-ZMB422	70-ZMB425	70-ZMB430
C1	70-ZMC114	70-ZMC116	70-ZMC118	70-ZMC120	70-ZMC122	70-ZMC125	70-ZMC130
C2	70-ZMC214	70-ZMC216	70-ZMC218	70-ZMC220	70-ZMC222	70-ZMC225	70-ZMC230
C3	70-ZMC314	70-ZMC316	70-ZMC318	70-ZMC320	70-ZMC322	70-ZMC325	70-ZMC330
C4	70-ZMC414	70-ZMC416	70-ZMC418	70-ZMC420	70-ZMC422	70-ZMC425	70-ZMC430
D2	70-ZMD214	70-ZMD216	70-ZMD218	70-ZMD220	70-ZMD222	70-ZMD225	70-ZMD230
D3	70-ZMD314	70-ZMD316	70-ZMD318	70-ZMD320	70-ZMD322	70-ZMD325	70-ZMD330
D4	70-ZMD414	70-ZMD416	70-ZMD418	70-ZMD420	70-ZMD422	70-ZMD425	70-ZMD430
	179,00 €	199,00 €	219,00 €	239,00 €	259,00 €	279,00 €	309,00 €



in omaggio **Offerta 2**
Luxor Z Multishade

Adesivo DTK

Colori

trasparente **REF** 54001195
122,00 €



opaco **REF** 54001295
137,00 €



L'adesivo DTK a polimerizzazione duale permette un'adesione sicura e di lunga durata tra tutti i materiali protesici. È ottimamente indicato per l'incollaggio di abutment individuali.

- **Igiene** | grazie alla sterilizzazione nessuna contaminazione
- **Flessibilità** | indicato sia per un uso intraorale che extraorale
- **Sicurezza** | valori d'adesione ottimali e di lunga durata
- **Estetica** | grazie a una colorazione trasparente e opaca

print-Sep Isolante

20%
Offerta
di sconto

L'isolante print-Sep, su base cerosa, per la perfetta separazione tra resine a caldo, a freddo e compositi su modelli stampati in 3D. Il prodotto viene applicato con un pennello e grazie alla sua ottima fluidità non crea zone dense di accumulo. Lo spessore ridotto mantiene le superfici del modello, da isolare, molto dettagliate e precise, evitando rialzi o difficoltà nel rimuovere resine e compositi con conseguenti rischi di frattura.




REF 52000200

60 ml

29,00 €


~~36,00 €~~




360° DENTAL COMPETENCY

Indirizzo concessionario:

Per ricevere ulteriori informazioni
online o telefonicamente:

 info@bredent.it

 **0471 - 469576 / 400781**

 Visitate il nostro nuovo sito web:
www.bredent-group.com

Salvo modifiche ed errori

00997401-20240221-20240630



50 years of bredent

bredent
group