

Offerta valida fino al 30.06.2024

Cacciavite Cordless NSK iSD900

Impugnatura perfetta

- privo di cavo elettrico
- design ergonomico

Elevata precisione

- momento torcente preciso, precisione: +/- 5 %
- intervallo del momento torcente: 8 Ncm – 40 Ncm

Migliore igiene

- Contrangolo che non richiede manutenzione e interruttore a dito rimovibile
- sterilizzabile in autoclave
 - termodisinfettabile

Universale

- Con i cacciaviti dei più importanti sistemi implantari

Quanto tempo Le occorre per svitare e fissare le viti protesiche?

Con il cacciavite NSK può risparmiare fino a ca. il 50 % del tempo.

E' sicuro, di aver sempre avvitato correttamente le Sue viti protesiche?

Con il cacciavite NSK avrà sempre la certezza di un momento torcente corretto.

Raggiunge tutte le viti con facilità?

Con il cacciavite NSK potrà raggiungere facilmente qualsiasi zona, meglio che con qualsiasi altro contrangolo, poichè è privo di cavo elettrico.

Informazioni sul prodotto:

Cacciavite Cordless NSK iSD900

- motore privo di cavo elettrico
- batteria con una durata fino a 40 avvitamanti
- base per la ricarica
- contrangolo 80:1
- set di cacciaviti:

Inbus

0,05 0,9 1.0 1.2 1.8 2.5

Torx

5.5 6.0

A taglio

1.6 2.0

Distributore per l'Italia:
bredent s.r.l.

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent
GROUP

Offerta valida fino al 30.06.2024

Cacciavite Cordless NSK iSD900



Offerta 1

1 Cacciavite Cordless NSK iSD900

PREZZO DI LISTINO

1.490,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

1.290,00 € + IVA



Slotted

1.6 Universal mm Slotteddriver narrow
2 Universal mm Slotteddriver wide

Number on Instrument



Torx

5.5 Nobel Biocare (Uni-grip) Brånemark System*/NP; NobelReplace*/NP; NobelActive*/NP; Brånemark System*/RP; NobelReplace*/RP; NobelActive*/RP; Brånemark System*/WP; NobelReplace*/WP;

6 Straumann* synOcta*/RN/WN; Bone Level/NC/RC; Standard/Standard Plus/RN/WN

SKY bredent medical SKY SKY-SD28



Hexagon

0.03 Camlog

4 K Dentaum TIOLOX* Dentsply XiVE*; FRIADENT* bredent individ. screwings Medentis ICX*

6 Dentsply Ankylos* C/X

7 Biomet 3i* Osseotite*/Certain*; Certain* PREVAL*; Certain* XP*

8 MegaGen

5 BioHorizons Internal; Tapered External; Dentsply OsseoSpeed EV/TX; Zimmer Biomet all; MIS/all; Camlog

9

Offerta 2

1 Set cacciaviti

PREZZO DI LISTINO

590,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

440,00 € + IVA

Offerta 3

1 Cacciavite Cordless NSK iSD900
1 Set Cacciaviti

PREZZO DI LISTINO

1.860,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

1.680,00 € + IVA
+ 24 mesi a tasso zero

Noleggio operativo „tasso zero“:

8 CANONI TRIMESTRALI 210,00 € + IVA 22%

ACQUISTO A FINE LOCAZIONE 30,00 € + IVA 22%

SPESE ISTRUTTORIA 50,00 € + IVA 22%

Distributore per l'Italia:
bredent s.r.l.

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent