

# Offerte Cacciavite Cordless NSK iSD900

## Cacciavite Cordless NSK iSD900

### Impugnatura perfetta

- privo di cavo elettrico
- design ergonomico

### Elevata precisione

- momento torcente preciso, precisione: +/- 5 %
- intervallo del momento torcente: 8 Ncm – 40 Ncm

### Migliore igiene

- Contrangolo che non richiede manutenzione e interruttore a dito rimovibile
- sterilizzabile in autoclave
  - termodisinfezzabile

### Universale

- Con i cacciaviti dei più importanti sistemi implantari

Quanto tempo Le occorre per svitare e fissare le viti protesiche?

Con il cacciavite NSK può risparmiare fino a ca. il 50 % del tempo.

E' sicuro, di aver sempre avvitato correttamente le Sue viti protesiche?

Con il cacciavite NSK avrà sempre la certezza di un momento torcente corretto.

Raggiunge tutte le viti con facilità?

Con il cacciavite NSK potrà raggiungere facilmente qualsiasi zona, meglio che con qualsiasi altro contrangolo, poichè è privo di cavo elettrico.

### Informazioni sul prodotto:

#### Cacciavite Cordless NSK iSD900

- motore privo di cavo elettrico
- batteria con una durata fino a 40 avvitamanti
- base per la ricarica
- contrangolo 80:1
- set di cacciaviti:

Inbus

0,05 0,9 1.0 1.2 1.8 2.5

Torx

5.5 6.0

A taglio

1.6 2.0

**Offerte valide fino al 31.12.2025**

## Cacciavite Cordless NSK iSD900



### Offerta 1

1 Cacciavite Cordless NSK iSD900

PREZZO DI LISTINO

1.490,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

**€ 1.199,00 € + IVA**



Slotted	Torx	Hexagon
<p>1.6 Universal mm Slotteddriver narrow</p> <p>2.0 Universal mm Slotteddriver wide</p> <p>3</p>	<p>5.5 Nobel Biocare (Uni-grip) NobelReplace®/NP; NobelActive®/NP; Brånemark System®/RP; NobelReplace®/RP; NobelActive®/RP; Brånemark System®/WP; NobelReplace®/WP;</p> <p>6 Straumann® 1 synOcta®/RN/WN; Bone Level/NC/RC; Standard/Standard Plus/RN/WN</p> <p>SKY bredent medical SKY SKY-SD28</p>	<p>0.03* Camlog</p> <p>4 K</p> <p>0.9 Dentaurem TIOLOX®</p> <p>mm Dentsply XiVE®; FRIADENT®</p> <p>6 bredent individ. screwings Medentis ICX®</p> <p>1.0 Dentsply Ankylos® C/X</p> <p>mm</p> <p>7</p> <p>1.2 Biomet 3i® Osseotite®/Certain®; Certain® PREVAIL®; Certain® XP®</p> <p>8 MegaGen</p> <p>0.05* BioHorizons Internal; Tapered External; Dentsply OsseoSpeed EV/ITX; Zimmer Biomet all; MIS/all; Camlog</p> <p>1.8</p> <p>mm</p> <p>9</p>

■ Number on Instrument

### Offerta 2

1 Set cacciaviti

PREZZO DI LISTINO

599,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

**479,00 € + IVA**

### Offerta 3

1 Cacciavite Cordless NSK iSD900  
1 Set Cacciaviti

PREZZO DI LISTINO

1.999,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

**1.680,00 € + IVA  
+ 24 mesi a tasso zero**

**Noleggio operativo „tasso zero“:**

8 CANONI TRIMESTRALI 210,00 € + IVA 22%

ACQUISTO A FINE LOCAZIONE 30,00 € + IVA 22%

SPESE ISTRUTTORIA 50,00 € + IVA 22%

bredent s.r.l.

bredent group