

# È indicato per il carico immediato?!

Offerta valida  
fino al 30.06.2024

## Penguin II



Guarigione sommersa\*

Restauro a carico immediato con bloccaggio primario degli impianti\*

Restauro a carico immediato\*



Immagine campione

### Il perno MulTipeg™:

- in titanio biocompatibile
- autoclavabile (fino a 20 volte)
- calibrato in base ai valori della scala ISQ Standard
- adattamento ottimale alla piattaforma implantare





\*Semnerby L Prof., Implantologie 2013;21(1):21-23

**La misurazione** | Il bredent Penguin II misura la frequenza di risonanza (RFA) per mezzo di un impulso magnetico che fa vibrare un perno di misurazione riutilizzabile (MulTipeg™) fissato sull'implianto, senza toccarlo.

**Il risultato** | Il valore ISQ (Implant Stability Quotient) rilevato fornisce il grado di stabilità dell'implianto.

**Il restauro a carico immediato** | Il valore ISQ permette di valutare se sugli impianti sia possibile realizzare un restauro a carico immediato.

## Componenti Penguin II



DENTAL INNOVATIONS  
SINCE 1974

bredent group

Distributore per l'Italia: bredent srl · Via Roma, 10 · 39100 Bolzano · Italia T: 0471 - 469576/400781 F: 0471 - 469573 - www.bredent.it · @: info@bredent.it · P.IVA - Codice Fiscale - R.I. di Bolzano N. 02240570214 Cap. Soc. I.V. Euro 50.000 - REA n. BZ-165004

## Offerta valida fino al 30.06.2024



### Offerta 1

- 1 Penguin II Instrument Kit
- 2 MultiPeg™ per sistema SKY
- 10 impianti SKY
- 1 Tray chirurgico SKY in alternativa
- 1 Tray chirurgico SKY pro guide

PREZZO DI LISTINO

5.880,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

3.399,00 € + IVA



### Offerta 2

- 1 Penguin II Instrument Kit
- 2 MultiPeg™ per sistema SKY
- 10 Impianti SKY
- 10 Abutment BioHPP® SKY elegance

PREZZO DI LISTINO

5.850,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

3.199,00 € + IVA



### Offerta 3

- 30 Impianti SKY
- 1 Penguin II Instrument Kit
- 2 MultiPeg™ per sistema SKY

PREZZO DI LISTINO

7.620,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

4.399,00 € + IVA



### Offerta 4

- 1 Penguin II Instrument Kit
- 2 MultiPeg™ per sistema SKY

PREZZO DI LISTINO

2.250,00 € + IVA

PREZZO OFFERTA

2.120,00 € + IVA  
+ 24 mesi a tasso zero

Noleggio operativo „tasso zero“:

8 CANONI TRIMESTRALI 265,00 € + IVA 22%

ACQUISTO A FINE LOCAZIONE 30,00 € + IVA 22%

SPESE ISTRUTTORIA 50,00 € + IVA 22%

Tutti i prezzi sono da intendersi in €, IVA e spese di trasporto escluse. I prezzi dell'offerta sono arrotondati.

DENTAL INNOVATIONS  
SINCE 1974

bredent  
group

Distributore per l'Italia: bredent srl · Via Roma, 10 · 39100 Bolzano · Italia T: 0471 - 469576/400781 F: 0471 - 469573 - www.bredent.it · @: info@bredent.it · P.IVA - Codice Fiscale - R.I. di Bolzano N. 02240570214 Cap. Soc. I.V. Euro 50.000 - REA n. BZ-165004