

Offerta valida fino al 30.06.2024

IL PROBLEMA

I pazienti più anziani già edentuli:

- arcate fortemente atrofiche
- la protesi non è più stabile
- timore di interventi chirurgici complessi
- difficoltà nell'alimentazione

LA SOLUZIONE

**Approfittate ora
di quest'offerta!**

mini
SKY 
IMPLANT SYSTEM

mininvasivo
+ di facile inserzione
+ costi contenuti
= MASSIMO risultato

Offerta 1

mini¹SKY - FIX IT with the Box



- 6 contenitori in metallo SKY con O-Ring
- 6 impianti mini¹SKY

EURO
solo **589,-**

Offerta 2

mini²SKY - FIX IT with the Box



- 6 abutment mini²SKY TiSi.snap
- 6 impianti mini²SKY

EURO
solo **749,-**

Offerta 3


mini²SKY - FIX IT with the Box



- 3 set di matrici Locator®
- 6 abutment mini²SKY retention.loc
- 6 impianti mini²SKY

EURO
solo **899,-**

**Il fissaggio sicuro e confortevole della
protesi con gli impianti miniSKY**



Distributore per l'Italia:

bredent s.r.l.

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent 

CARTOLINA D'ORDINE

mini¹SKY

- Impianto monofasico con attacco a sfera, contenitore in metallo e O-Ring
- 3 Lunghezze implantari (10, 12 e 14 mm)
- Fissaggio affidabile della protesi a costi contenuti



mini²SKY

- Impianto bifasico con abutment retention.loc o TiSi.snap
- Per il fissaggio della protesi e per la riabilitazione di edentule in spazi ristretti
- 2 Diametri implantari (2.8 e 3.2 mm)
- L'impianto ad inserimento semi-transgengivale permette di evitare un secondo intervento chirurgico
- La connessione conica con dispositivo antirotazione dell'abutment riduce il rischio di allentamenti delle viti
- mini²SKY retention.loc o Tisi.snap per una corretta altezza gengivale (2 e 4 mm)
- Le affermate matrici Locator® compensano divergenze fino a 20°
- Con l'abutment TiSi.snap per una riabilitazione affidabile ed economica. In combinazione con il silicone retention.sil protegge gli impianti dai sovraccarichi ed offre un elevato comfort.



Indicare la quantità desiderata!

	L08	L10	L12	L14
Impianto mini ¹ SKY 2.8	—			
Impianto mini ² SKY 2.8	—			
Impianto mini ² SKY 3.2				
mini ² SKY retention.loc	altezza 2 mm		altezza 4 mm	
mini ² SKY TiSi.snap	altezza 2 mm		altezza 4 mm	

Si prega di ordinare via telefono

0471 469576

oppure di inviare un'e-mail a:

commerciale@bredent.it



Offerta 1 REF m1SKYBOX



Tray chirurgico miniSKY REF SKYOT10M



Offerta 2 REF m2SKYBOXTI



Offerta 3 REF m2SKYBOXRLI

Ordinando una delle tre offerte qui sopra proposte, potrà ricevere il tray chirurgico miniSKY a soli 199,- Euro, con inclusa la chiave dinamometrica!



EURO
solo **199,-**

Sistema miniSKY



Per maggiori informazioni consultare il catalogo miniSKY



retention.sil Set REF 580RTSET



EURO
solo **89,-**

Riabilitazione immediata e ritenzione sicura con il silicone retention.sil.



Qu-resin Set REF 54001161



EURO
solo **89,-**

Fissaggio rapido nella protesi delle matrici Locator® o degli anelli O-ring.

00061601-20210916, I.P. Salvo modifiche ed errori



Distributore per l'Italia:
bredent s.r.l.

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent group